

# genufit 15A

M.G1115A

Kniestütze mit Öffnung aus AirXTM Gewebe mit Gelenkschienen  
 Front-opening knee support in AirXTM fabric with hinged bars  
 Genouillère ouverte AirXTM avec tiges articulées  
 Ginocchiera apribile in tessuto AirXTM con aste articolate



## D INDIKATIONEN

- Gonarthrose oder Folgebeschwerden von Distorsionen mit verbleibender Instabilität der Seitenbänder (inoperables Knie)

## EIGENSCHAFTEN UND MATERIALIEN

- Neues anatomisches, flach anliegendes Design, ermöglicht flexible Bewegung und passt sich optimal dem Gelenk an
- Atmungsaktives, hautfreundliches AirXTM Gewebe
- Neuer, sehr weicher und nahtfreier Kniekehleinsatz aus Soft-X Gewebe für angenehmen Tragekomfort
- Neue, weiche elastische Bordüre
- Neue Frontöffnung für leichteres Anlegen: Innerer Verschluss für Vorfixierung und äußerer Verschluss für endgültige Fixierung. Patellaaussparung
- Erneuertes Verschluss-System (European patent EP 2215993 B1): Stabilisierungsgurte mit Umlenkschlaufe und elastischem Einsatz für optimale Druckeinstellung
- Flache polyzentrische Gelenkschienen

## E INDICATIONS

- Gonarthrosis or the after-effects of distorsions with residual instability of the collateral ligaments (inoperable knee)

## CHARACTERISTICS AND MATERIALS

- New anatomical, tight-fit design allows flexible movement and adjusts optimally to the joint
- Breathable, skin-friendly AirXTM fabric
- New, very soft and seamless popliteal insert made of Soft-X fabric for pleasant wearing comfort
- New soft elastic border
- New front opening for easier application: internal fastening system for prefixing and external fastening system for final fixing. Patella cut-out
- Redesigned fastening system (European patent EP 2215993 B1): Stabilizing straps with buckles and elastic insert for the adjustment of optimal pressure settings
- Flat polycentric hinged bars

## F INDICATIONS

- Gonarthrose ou séquelles d'entorses avec instabilité résiduelle des collatéraux (genou non opérable)

## CARACTÉRISTIQUES ET MATERIAUX

- Nouveau design anatomique, fin et moulant, permettant une meilleure souplesse de mouvement et une adaptation optimale à l'articulation
- Textile AirXTM respirant, hypoallergénique
- Nouvelle insertion dans le creux du genou en textile Soft-X très doux et sans coutures, très confortable à l'usage
- Nouvelle bordure élastique douce et souple
- Nouvelle ouverture frontale facilitant la pose : fermeture intérieure de préfixation et fermeture extérieure de fixation définitive. Ouverture patellaire
- Système de fermeture remanié (European patent EP 2215993 B1) : Stabilisation des sangles avec boucles et insertion d'un élastique pour permettre l'ajustement optimal de la pression
- Atelles articulaires polycentriques plates

## I INDICAZIONI

- Gonartrosi o postumi dei traumi distorsivi con residua instabilità dei collaterali (ginocchio non operabile)

## CARATTERISTICHE E MATERIALI

- Il nuovo design anatomico ultrapiatto consente buona flessibilità di movimento con adattamento ottimale all'articolazione
- Struttura in tessuto AirXTM traspirante
- Nuovo inserto popliteo (privo di cucitura centrale) in morbido tessuto Soft-X per un maggior comfort
- Nuova apertura frontale sdoppiata per facilitare la calzata: chiusura centrale interna di pre-fissaggio ed esterna di fissaggio definitivo. Apertura per la rotula
- Sistema di chiusura rinnovato (European patent EP 2215993 B1): Cinghie di stabi-lizzazione con fibbie ed inserto elastico, per una regolazione ottimale della spinta
- Aste articolate policentriche a bassissimo profilo

Artikelnummer Größen	Item Size	Code Mesure	Codice Taglia	M.G1115A
Umfang cm* Länge cm Farbe	Thigh cm* Length cm Colour	Tour cm* Longueur cm Couleur	Circonf. cm* Lunghezza cm Colore	XS 33/39 34
				S 39/45 34
				M 45/52 34
				L 52/58 34
				XL 58/66 34
				XXL 66/75 34

beidseitig anwendbar · fits right and left · ambidextre · ambidestro

\*Umfang Oberschenkel 15 cm oberhalb der Patellamitte

\*Thigh circ. taken 15 cm above mid-patella

\*Tour de cuisse prise 15 cm au-dessus du milieu de la rotule

\*Circonf. coscia presa 15 cm sopra centro rotula